



# «ПРОМКЛЮЧ®»

ОПИСАНИЕ и КОМПЛЕКТАЦИЯ январь 2023

## «ПРОМКЛЮЧ® «ОПТИМУМ 2» (Арт. 6112)

**ОПИСАНИЕ:** НАБОР РАСХОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ (РЕМОНТА) МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ПромКлюч® «ОПТИМУМ-2».

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

1. Для поддержания индекса технического состояния маслonaполненного оборудования на нормативном уровне
2. Для проведения ремонта (планового, текущего, капитального, аварийного) маслonaполненного оборудования от течей / отпотеваний трансформаторного масла
3. Для проведения аварийных работ при возникновении свищей, трещин трубопроводов, емкостей, резервуаров для транспортирования и хранения сырой нефти, светлых нефтепродуктов, масла и мазута.
4. Для проведения аварийных работ при возникновении свищей, трещин на элегазовом оборудовании

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** - Используется самостоятельно силами эксплуатационных и ремонтных служб ПС;

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

1. По текущему маслу. Под давлением.
2. Для герметизации по сварным швам, фланцам, резиновым прокладкам, вводам, коррозионным участкам.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕМОНТНОГО НАБОРА (ТЕХ АПТЕЧКИ) «ПРОМКЛЮЧ «ОПТИМУМ 2»

№	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ	КОЛИЧЕСТВО
1	Металлополимер «ПромКлюч® «АВАРИЙНЫЙ» (для ЭКСПРЕСС-РЕМОНТА), фасовка 0,2кг (для остановки течей/отпотеваний элегаза, трансформаторного масла, сырой нефти, ДТ)	3
2	Металлополимер «ПромКлюч® «УКРЕПЛЯЮЩИЙ» (ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ РЕМОНТ), фасовка 1,0 кг (для укрепления и ресурсного сохранения отремонтированного участка МНО)	1
3	Очиститель «ПромКлюч® «БЫСТРОИСПАРЯЕМЫЙ», фасовка 1л (для обезжиривания и очистки места ремонта. Не горюч!)	1
4	«ПромКлюч® «ПОРОШОК МЕЛКОДИСПЕРСИОННЫЙ», фасовка 0,1кг (для ПРОЯВЛЕНИЯ обнаружения ДЕФЕКТОВ (микротрещин, пор течей, отпотеваний трансформаторного масла, элегаза, сырой нефти, ДТ)	1

5	Шпательная лопатка узкая, шт	1
6	Шпательная лопатка средняя, шт	1
7	Шпательная лопатка широкая, шт	1
8	Кисть узкая, шт	1
9	Кисть средняя, шт	1
10	Кисть широкая, шт	1
11	Сетка армировочная (150см <sup>2</sup> ), шт	3
12	Бумага наждачная (лист 170ммx120мм), шт	4
13	Диски зачистные Ø125мм, шт	2
14	Перчатки латексные, шт	20
15	Пластиковый ящик (тара), шт	1
16	Комплект технической документации (Инструкция, Технологический процесс.), шт	1
	<b>Итого наименований</b>	<b>16</b>
	<b>Итого единиц продукции</b>	<b>43</b>

\*Примечание – Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технологию изготовления и комплектацию ремонтных комплектов (технических аптечек), не влияющие на условия применения, с целью улучшения свойств применения.